

EXENTIAL DS corrente galvanica

Corrente galvanica. Regolazioni digitali e inversione di polarità per 2 tipologie di trattamento: disincrostante e ionoforesi. In dotazione un manipolo e 4 accessori.
(Non è possibile il carrello)

Dimensioni (mm)

A 150
L 400
P 350



CORRENTE - GALVANICA
JONO
DISINCROSTANTE



ISO.SERUM.100 - 250ml
HYDRA LIFT SERUM
Siero Anti-Age, idratante
specifico viso per jono

ISO.SERUM.200 - 250ml
LIGHTENING SERUM
Siero illuminante,
schiarante specifico per
jono

ISO.SERUM.300 - 250ml
**PURE
REBALANCE SERUM**
Siero riequilibrante/
purificante specifico per
jono



Freesun s.a.s.
Via Marzanica , 25/27 24124 Bergamo
P.IVA: 02184190169
Reg. Naz. Prod. IT0804000004792
Tel. +39 035 346374 (r.a.) Fax +39 035 340240
Email info@freesun.it